

Artromot® E2

Аппарат для пассивной разработки локтевого сустава



ARTROMOT®



Двигательная терапия с использованием Artromot® E2 особенно эффективна в профилактике иммобилизационных осложнений, раннем восстановлении безболезненных движений в локтевом суставе и ускорении заживления с хорошими функциональными исходами.



Амплитуда движений:

сгибание и разгибание:	5°/0°/140°
пронация и супинация:	-90°/0°/90°



Аппарат может применяться в положении лёжа и сидя

Лучезапястный № 878Н

Аппарат для пассивной разработки лучезапястного сустава



Аппарат роботизированной механотерапии для продолжительной пассивной мобилизации сустава запястья. Терапия способствует безболезненному лечению контрактур, ускоряет восстановление подвижности сустава, предотвращает развитие осложнений после травм и операций.



Аппарат может применяться и на правом, и на левом суставе.

Амплитуда движений и диапазоны регулировки:

сгибание и разгибание:	0°/90°
полное локте-лучевое отведение и приведение:	до 90°

Кисть № 878Н

Аппарат для пассивной разработки суставов кисти и пальцев



Кисть — двигательный прибор, используемый для продолжительной пассивной мобилизации (ППМ) суставов руки и пальцев.

Подходит для использования в больницах, клиниках, для общей практики и в арендных услугах. Это важное приложение к медицинскому и терапевтическому лечению.



Аппарат может применяться и на правом, и на левом суставе.

Амплитуда движений и диапазоны регулировки:

сгибание и разгибание ТФС	0°-90°
сгибание и разгибание БИС	0°-110°
сгибание и разгибание ДИС	0°-70°
сгиб\разгиб суммарно всех суставов	0°-270°

