

Обзор линейки стимуляторов

Независимо от того, интересуетесь Вы трансляционной, исследовательской, диагностической или нейрофизиологической областями, стимуляторы от MagVenture точно удовлетворяют Ваши требования. Протоколы, определяемые пользователем, хранение и экспорт протоколов, автоматическая установка последовательности стимуляции, возможность передачи данных, расширенные триггеры ввода/вывода для оборудования ЭЭГ, ЭМГ и ВП - это одни из многочисленных функций, облегчающие рабочий процесс и обеспечивающие точность и несомненный контроль Ваших исследований.

Каждый из 7 различных стимуляторов MagPro может использоваться в сочетании с нейронавигацией и/или роботизированной ТМС. MagVenture предлагает уникальное разнообразие стимуляторов и делает невозможное исследование возможным.

Высший

Средний

Начальный



		XP Orange	X100 MO	X100	R30 MO	R30	R20	Compact
Максимальная Частота Стимуляции	250 pps	•						
	100 pps		•	•				
	80 pps					• *		
	60 pps					• **		
	30 pps				•	•		
	20 pps						•	
	5 pps							•
Режим Импульса	Power Mode		•					
	Dual/Twin		•		•			
	Standard	•	•	•	•	•	•	•
Форма Импульса	Biphasic	•	•	•	•	•	•	•
	Biphasic Burst (Theta Burst)	•	•	•		• ***		
	Monophasic		•	•	•			
	Half-Sine		•					
Направление Тока	Normal and Reverse		•	•				
Генератор шума	(Add-on)	•	•	•	•	•		

* С опцией 80 pps | ** С опцией 60 pps | *** С опцией TBS.



= МРТ совместимость



= Может использоваться с программным обеспечением MagVenture Double-Blinded Research



= Возможность использования для трансляционных исследований