

Artromot® Active-K № 878H

Аппарат активной (СAM) и пассивной (СPM) мобилизации коленного и тазобедренного суставов



ARTROMOT®



ARTROMOT® ACTIVE-K является механотерапевтическим аппаратом, применяемым для пассивных и активных движений (СPM/СAM) коленного и тазобедренного суставов. Аппарат используется, прежде всего, для **предотвращения осложнений иммобилизации, для раннего восстановления безболезненной подвижности суставов**, а также для содействия быстрому выздоровлению с хорошим функциональным результатом.



Амплитуда движений и диапазоны регулировки:

сгибание/разгибание колена:	-10°/0°/120°
сгибание/разгибание бедра:	0°/10°/115°
диапазон регулировки длины бедра:	31-49 см
диапазон регулировки длины голени:	38-58 см



Объединяет в себе два прибора — полноценный прибор пассивной разработки и «интеллектуальный» тренажер активной разработки.



Пассивная
тренировка



Ассистивная
тренировка



Активная
тренировка

Основные преимущества:

- **тренировка без боли;**
- активная тренировка с контролем координации и мышечного тонуса;
- протоколы координации/баланса и тренировки проприорецепции;
- **терапия с программным контролем встроенного датчика (БОС);**
- возможность точно дозировать нагрузку на мышцы (в кг);
- обеспечение движения с учетом физиологических особенностей;
- **синхронизация с электростимуляцией НМЭС (TENS);**
- легкая конверсия для лево- и правостороннего использования;
- протоколы лечения (**разрыв крестообразной связки, повреждение хряща, имплантация эндопротеза**);
- оригинальный аппарат немецкого производства.